

乳幼児用

小児歯科に  
おすすめ!

新発売  
キャンペーン

かんたんにプラークを確認できる!  
プラーク識別ライト付

# シープラスクリーン 仕上げ磨き用音波歯ブラシ

2021年01月21日(木)~03月19日(金)

プラーク(酸菌)ライト



シープラスクリーン 仕上げ磨き用音波歯ブラシ  
1本入 (ブルー・ピンク)

特別価格

にてご提供いたします

pink, blue  
2 Color

## See+Clean 特徴

プラーク識別ライト付



スーパーソフト&スリム毛  
歯面と歯肉を傷つけることなく  
ブラッシングできます。

1分間に16000回の音波振動が  
プラークを効果的に除去します。

プラーク識別ライトで蛍光反応した  
プラークがピンク色に見えます  
※識別しにくい場合は、替ブラシを取り外してから  
照射することもできます。

単4電池1個で1日2回、  
70日間使用可能

2min

ブラッシング時間の目安を  
お知らせ! 2分間で自動停止  
します。(安全設計)

30s

30秒ごとの振動を目安に、  
口腔内の各エリア  
(上顎右側、上顎左側、  
下顎右側、下顎左側)を  
ブラッシングできます。

### 仕様

柄の材質	ABS
毛の材質	PBT樹脂
毛の硬さ	ソフト
耐熱温度	60°C
光源	LED (波長領域:405~410nm)
防水性能	IPX7
バッテリー材質	単4乾電池
バッテリー寿命	約70日 (2分間使用で1日2回)
製造業者	Hertzsteri Biomed Co., Ltd
輸入業者	中国製 株式会社デントレンド

防水性能  
IPX7

### See+Clean

仕上げ磨き用音波歯ブラシ



- 選べる2色のカラー
- 乳幼児用替ブラシ付
- 単4電池別売

患者様参考価格 各¥1980

### See+Clean 替ブラシ

乳幼児用



患者様参考価格 2個入 ¥400

※本製品は医療機器ではありません。

# シープラスクリーン キャンペーン

2021年01月21日(木)～03月19日(金)

手用歯ブラシも

1本入 患者様参考価格 各 ¥750  
**シープラスクリーン** 1本入  
 (ピンク・グリーン・パープル・ブルー)

アソート・単色 各12本入

**特別価格**  
 にてご提供いたします

**特別価格**  
 にてご提供いたします

歯ブラシのスイッチを押すと  
 ライトが点灯  
※歯から3～5cmの距離を保ってください。

簡単にプラークを  
 確認できます

<p><b>01</b> Plaque detection  <b>プラーク識別ライト</b></p>	<p><b>02</b> Charcoal  <b>プラークの減少に効果的な炭を練り込んだ毛</b></p>	<p><b>03</b> 0.01 mm 0.01mmの細いテーパーマ  <b>毛先の丸い歯ブラシ</b>  <b>毛先0.01mmの歯ブラシ</b></p>	<p><b>04</b> Gum Care  <b>敏感な歯と歯肉のためのソフト&amp;スリム毛</b></p>	<p><b>05</b> 100 DAY 仕様              ハンドル材質:PP+TPR              毛の材質:PBT樹脂              毛の硬さ:ソフト              耐熱温度:60℃              光源:LED              (波長領域:405~410nm)              防水性能:IPX7              バッテリー材質:アルカリ電池              バッテリー寿命:およそ100日※              製造業者:Hertzsteri Biomed Co., Ltd              中国製  <small>※毎30秒ごとの使用で1日2回              ※歯ブラシの毛先が開いたらライトのみ使用してください</small></p>
---	--	---	---	---

※本製品は医療機器ではありません。

# イージーマトリックス キャンペーン



2021年01月21日(木)～03月19日(金)

乳歯

## 隣接面う蝕治療に 簡単装着マトリックスバンド

※期間中でも限定数量(1,000個)に達し次第、終了とさせていただきます。

提供写真:医療法人おぎた小児歯科 荻田 匡樹 先生



屈曲部の幅広側を歯頸部側に向けて差し込みます。



**特別価格**  
 にてご提供いたします

本紙に掲載されている価格は2021年1月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

歯科用マトリックス 医療機器届出番号:13B2X10359000003

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
**お客様窓口フリーダイヤル**

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

**MORIMURA**

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は