


困難な

矯正治療中の 歯間部清掃を簡単に！

デンタルフロス用ホルダー

フロスフィッシュ




flossfish.com

ご使用中の
デンタルフロスで
歯間部清掃を
簡単に行うことが
できます！


便利

簡単


時間
短縮



デンタルフロスを切り取り、フロスフィッシュ先端部の穴に通して引き出します。



デンタルフロスの片端はフロスフィッシュの凹み部分に巻き、穴に通して引き出した片端は指に巻きます。



フロスフィッシュ先端部を、ブラケット間のワイヤーの下に挿入し、歯間部を清掃します。



デンタルフロス用ホルダー

フロスフィッシュ アソート 5個入×12袋入

歯科医院様参考価格

¥2,400



1袋5個入

内容：ピンク、ブルー、オレンジ、
グリーン、パープル 各1個

1袋あたり：

歯科医院様参考価格 ¥200
患者様参考価格 ¥250

本紙に掲載されている価格は2022年5月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

 MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は