

OnS Tongue Scraper

歯科医師が監修した舌みがき



OnS Tongue Scraper 〈舌みがき〉

Color: pink / blue / natural / gray

歯科医院様参考価格：¥1,500

患者様参考価格：¥1,800

舌の汚れ・細菌を取り除き、口臭を防ぐ


使用方法 舌の表面を4～5回擦るだけ

なぜ舌みがきを「習慣」にするのか


舌の表面が白く見える「舌苔」は、汚れや細菌が溜まったものです。

舌苔をしっかり除去することで、口臭（揮発性硫黄化合物）を予防できます。

清潔な口腔環境は、正しい味覚や全身の健康にもつながります。



舌苔が
溜まった状態



クリーンで
清潔な状態

監修 野上 宏明 歯科医師、博士（歯学）

熊谷と南青山で、完全予約制・自由診療中心で診療を行う「28CliniC」の総院長。
医療コンセプト“Dental & Life Care”を実践し、口腔から全身までの複合的な視点
で、患者さんの人生に寄り添った「未来の健康づくり」を日々追求している。
<https://28corp.or.jp/>



ご使用方法
動画



舌に当てて4～5回擦るだけ。

薄く、しなやかな形状で舌にフィット。
両手で持ち、舌に当てて奥側から手前へと
やさしくなでるようにすべらせるだけで
舌に付着した舌苔をしっかり除去します。




シンプルな構造で高い効果を。

この舌みがきは、複雑なものではありません。
あるのは側面の単純な形状*のみ。
無駄を省いた使い勝手の良さと、
シンプルな構造で高い効果を発揮します。



簡単だから、続けられる。

さっと使えて、手入れも簡単だからこそ、
習慣化して続けることができます。
「歯みがき＋舌みがき」を
毎日の口腔ケアの当たり前に。



OnS Tongue Scraper 〈舌みがき〉

カラー（4色）：
ピンク／ブルー／ナチュラル／グレー
サイズ：全長 184 × 幅 20 × 薄さ 1 mm
素材：PP

歯科医院様参考価格：¥1,500
患者様参考価格：¥1,800

OnS oral new standard

「オンス」は、歯科医師が推奨する口腔ケア習慣を
新しい当たり前にするブランドです。

株式会社 Smile&Body Design

〒107-0062 東京都港区南青山7-7-21

電話：03-6450-5628

受付時間：9時半～17時半（水曜・日曜・祝日を除く）

※本紙に掲載されている価格は2026年8月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は