



SPRING SALE

2023.03.22 ~ 2023.05.19

EZ - COPY クリアマトリックス



キャンペーン
特別価格

マルチクリアトレー



キャンペーン
特別価格

etc



キャンペーン
特別価格

01

EZ-COPY

シリコーン系模型材

EZ-COPY ファストンダイ

活用方法はコチラ



わずか2分で模型が完成しますので、チェアサイドにて模型の作製ができ、間接法による修復物、マウスガード等の作製・即日セットが可能です。ミキシングチップを用いて直接印象材に注入しますので、計量が不要で、操作が簡単です。



臨床写真ご提供：マイスター春日歯科クリニック 遠山 敏成 先生



操作時間	30秒	ショアA硬さ	85±2°
硬化時間	2分	寸法変化	≤0.4%

内容：
EZ-COPY ファストンダイ
カートリッジ 48mL入 2個
(ベース24mL、キャタリスト 24mL)
ミキシングチップ 6個

キャンペーン
特別価格

歯科用樹脂系模型材 一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394120003

02

EZ-COPY

複模型用透明シリコーン印象材

EZ-COPY クリアマトリックス

活用方法はコチラ



透明度が高く、適度な流動性がある複模型用透明シリコーン印象材です。透明の印象材のため、光重合型コンポジットレジンの重合時に光を透過させることが可能です。

	口腔内	石膏模型上	ショアA硬さ	55±2°
操作時間	1分	2分	寸法変化	≤0.6%
硬化時間	3分	4分		



内容：
EZ-COPY クリアマトリックス
カートリッジ 48mL入 2個
(ベース24mL、キャタリスト 24mL)
ミキシングチップ 6個

キャンペーン
特別価格

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採得用材料 一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394120002

03


クリアマトリックス用トレー マルチクリアトレー

活用方法はコチラ



内容：マルチクリアトレー 3個
材質：ポリアミド樹脂
サイズ：横66mm×縦36mm×高さ29mm

クリアな印象用トレーのため、EZ-COPYクリアマトリックスと合わせて使用することでダイレクトモックアップやプロビジョナルレストレーションの作製時に目視で確認しながらの作業が可能です。



マルチクリアトレーの辺縁にある切り込みを正中に合わせて簡単に装着することができます。

キャンペーン
特別価格



04

CONTACEZ
Crown Prep Made Easy

形成量確認用インスツルメント

プレップシュア II

活用方法はコチラ



- アソートキット 3本入
内容：1.0mm、1.5mm、2.0mm 各1本入
- 1.0mm イエロー 3本入
- 1.5mm レッド 3本入
- 2.0mm ブルー 3本入

- 1.0mm イエロー 1本入
- 1.5mm レッド 1本入
- 2.0mm ブルー 1本入

形成不足・過剰形成の防止に
形成不良による再印象の防止に
補綴物の材料に応じた、
3サイズのラインナップ

キャンペーン
特別価格

05

See+Clean

プラーク識別ライト付歯ブラシ

仕上げ磨き用音波歯ブラシ




仕上げ磨き用音波歯ブラシ

プラーク識別ライトで蛍光反応したプラークがピンク色に見えます。

仕上げ磨き用音波歯ブラシ

- ・選べる2色のカラー
- ・乳幼児用替ブラシ付
- ・単4電池別売
- ・全長 150mm × 30mm
- ・重量 30g



替ブラシ 乳幼児用

- ・毛の硬さ やわらかめ
- ・毛の長さ 6mm
- ・14タフト (3列×6行)

替ブラシ 乳幼児用

キャンペーン
特別価格

06

SEE CLEAN

プラーク識別ライト付歯ブラシ

シープラスクリーン



歯ブラシのスイッチを押すと
プラーク識別ライトが点灯

※歯から3~5cmの距離を保ってください。

pink, green,
purple, blue
4 Color



アソート・単色 各12本入
単色 1本入

キャンペーン
特別価格

本紙に掲載されている価格は2023年3月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は