



インダイレクト
ボンディングトレー
作成ステップ
動画



印象採得後
CR 充填し圧接
ステップ
動画



複模型用透明シリコン印象材 PERFIT クリアマトリックス



作業時間※

1分30秒

口腔内硬化時間

3分

ショアA硬度

62

収縮率

<0.2%

使用期限

製造から**3年**

※室温（23℃）での作業時間です。
温度が高い場合は時間が短くなり、低い場合は時間が長くなる場合があります。



暫間修復物作成に用いる透明度が高く、適度な流動性があるシリコン印象材です。

- 光重合型コンポジットレジンの重合時に光を透過させることが可能です。
- 矯正のインダイレクトボンディングトレーとしても使用することが可能です。

PERFIT クリアマトリックス カートリッジ 2本入 (ベース、キャタリスト 計 50mL×2 本入)

※ミキシングチップは付属されていません。
※別途、ミキシングチップ（グリーン）をお買い求めください。

歯科医院様参考価格

¥4,900

一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料、歯科咬合採得用材料 医療機器届出番号: 13B1X10394300001
製造業者: Shandong Huge Dental Material Corporation (シャンドン ヒュージ デンタル マテリアル コーポレーション) (略称: Huge Dental 社)
製造国: 中華人民共和国

HUGE



歯科咬合採得用材料 PERFIT シリコンバイト



作業時間

12 秒

口腔内硬化時間

45 秒

ショアA硬度

89

収縮率

< 0.2 %

使用期限

製造から **2 年**

※室温（23℃）での作業時間です。
温度が高い場合は時間が短くなり、低い場合は時間が長くなる場合があります。

45 秒の短時間でシャープに硬化するファストタイプのシリコンバイトです。
迅速な咬合採得を実現します。

- 適度な流動性 & 垂れにくいチキソトロピー性
- 高いショア A 硬度により寸法安定性を確保し、トリミングや切削が容易です。
- 安価な価格設定です。

PERFIT バイト カートリッジ 2本入 (ベース、キャタリスト 計 50mL×2 本入)

※ミキシングチップは付属されておりません。
※別途、ミキシングチップ（グリーン）をお買い求めください。

歯科医院様参考価格

¥ 2,500

HUGE

一般医療機器 歯科咬合採得用材料 医療機器届出番号: 13B1X10394300002
製造業者: Shandong Huge Dental Material Corporation (シャンドン ヒュージ デンタル マテリアル コーポレーション) (略称: Huge Dental 社)
製造国: 中華人民共和国

本紙に掲載されている価格は2025年8月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。