

ルージュクリーナーや洗剤などで 洗浄する必要がなくなりました。

特長

1

ニュー・ポリアップは、特殊成分の配合により、
簡単に水で洗浄できる画期的な製品です。

※従来の研磨材では、バフ研磨後、メタルやレジンに油膜が付着して研磨状況が見にくく、
洗浄剤で洗浄しなければルージュや油膜が落ちませんでした。

2

メタル（金銀パラジウム合金、ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金など）、
レジン、ポーセレン、ジルコニアなど、すべてのつや出しが可能です。

※液体研磨材は固形研磨材に比べて研磨時に発生する熱が少なく、
特にフェルト等柔らかいバフ材を使うことにより、レジンやテンプレート、
マウスガードやスプリントシート等の最終研磨ができます。

3

局部床義歯、硬質レジン冠、メタルポーセレンなど、メタル移行部を
同時に研磨しても、黒ずんだり、焼き付いたりしません。
ひとつのバフで、両方同時にツヤがでます。

水で洗浄するだけで、油膜が落ちる

NEW



ニュー・ポリアップ

一般医療機器 歯科用研磨器材
医療機器届出番号：13B3X00503VKP001
製造販売業者及び製造業者：有限会社 バイタル

本紙に掲載されている情報は2026年1月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は