

器具器械 (58) 整形用器具器械
管理医療機器 歯列矯正用咬合誘導装置 (70732000)

エキスパンション スクリュー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
3. 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はしないこと。

【形状・構造及び原理等】**

<材質>

J I S G 4303 (ステンレス鋼棒) の SUS 304

<種類>**

A0515-14	シムリック ファンタイプ スクリュー 15mm	1 入
A0515-95	シムリック ファンタイプ スクリュー 15mm	100 入
A0516-14	アンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	1 入
A0516-95	アンメトリック ファンタイプ スクリュー 15mm	100 入
A0517-25	マデアイラー ボー スクリュー 20mm	1 入
A0517-95	マデアイラー ボー スクリュー 20mm	100 入
A0518-14	バイファンタイプ スクリュー 14mm	1 入
A0518-95	バイファンタイプ スクリュー 14mm	100 入
A0620-08	ラピッド エキスパンダー 8mm	1 入
A0620-09	ラピッド エキスパンダー 9mm	1 入
A0620-11	ラピッド エキスパンダー 11mm	1 入
A0620-13	ラピッド エキスパンダー 13mm	1 入
A0623-08	ローチ エキスパンション スクリュー 8mm	1 入
A0625-09	ラピッド エキスパンダー ラネヨ 9mm	1 入
A0626-08	ベトリ モノテラル スクリュー 8mm	1 入
A0626-11	ベトリ モノテラル スクリュー 11mm	1 入
A0627-08	ベトリ ローラー スクリュー 8mm	1 入
A0629-08	ベトリ デイスクライパー 8mm	1 入
A0629-11	ベトリ デイスクライパー 11mm	1 入
A0650-04	マイクロ スクリュー リング スクリュー 4mm	10 入
A0650-06	マイクロ スクリュー リング スクリュー 6mm	10 入
A0650-08	マイクロ スクリュー リング スクリュー 8mm	10 入
A0650-95	マイクロ スクリュー リング スクリュー 4mm	100 入
A0650-96	マイクロ スクリュー リング スクリュー 6mm	100 入
A0650-97	マイクロ スクリュー リング スクリュー 8mm	100 入
A0653-12	ボジションング スクリュー 12mm	10 入
A0654-03	セパレートド バンディング ナット 3mm	10 入
A0655-03	スリーブ 3mm	10 入
A0660-06	マイクロ スクリュー 6mm	10 入
A0660-95	マイクロ スクリュー 6mm	100 入
A0665-06	ワトラス スクリュー ライト エッジ 6mm	10 入
A0665-09	ワトラス スクリュー ライト エッジ 9mm	10 入
A0665-95	ワトラス スクリュー ライト エッジ 6mm	100 入
A0665-96	ワトラス スクリュー ライト エッジ 9mm	100 入
A0668-95	マイクロ スクリュー リング スクリュー キット	1 入
A0670-11	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	10 入
A0670-95	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	100 入
A0671-15	スタンダード スクリュー フリクション下顎用 15mm	10 入
A0671-95	スタンダード スクリュー フリクション下顎用 15mm	100 入
A0672-15	スタンダード スクリュー フリクション上顎用 15mm	10 入
A0672-95	スタンダード スクリュー フリクション上顎用 15mm	100 入
A0800-10	エバーサル スクリュー 10mm	10 入
A0800-95	エバーサル スクリュー 10mm	100 入
A0801-10	マイクロ セグメンタル スクリュー 10mm	10 入
A0801-12	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 12mm	10 入
A0801-13	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 13mm	10 入
A0801-14	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 14mm	10 入
A0801-95	マイクロ セグメンタル スクリュー 10mm	100 入
A0801-96	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 12mm	100 入
A0801-97	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 14mm	100 入
A0801-98	マイクロ セグメンタル スクリュー ストレート U シェイプ 13mm	100 入
A0802-00	マイクロ セグメンタル スクリュー ベント ハイ U シェイプ 13mm	10 入*
A0802-13	マイクロ セグメンタル スクリュー ベント ロー U シェイプ 13mm	10 入*
A0802-95	マイクロ セグメンタル スクリュー ベント ハイ U シェイプ 13mm	100 入*
A0802-96	マイクロ セグメンタル スクリュー ベント ロー U シェイプ 13mm	100 入*
A0803-11	シディアム スクリュー 11mm	10 入
A0803-14	シディアム スクリュー 14mm	10 入

A0803-95	シディアム スクリュー 11mm	100 入
A0803-96	シディアム スクリュー 14mm	100 入
A0805-11	スタンダード スクリュー 11mm	10 入
A0805-14	スタンダード スクリュー 14mm	10 入
A0805-95	スタンダード スクリュー 11mm	100 入
A0805-96	スタンダード スクリュー 14mm	100 入
A0812-00	トリクション スクリュー 15mm	1 入
A0812-95	トリクション スクリュー 15mm	100 入
A0813-00	トランプゾイダル スクリュー 14mm	10 入
A0813-95	トランプゾイダル スクリュー 14mm	100 入
A0815-14	ファンタイプ スクリュー ツーピース 14mm	1 入
A0815-95	ファンタイプ スクリュー ツーピース 14mm	100 入
A0890-11	スーパーマイクロ スクリュー 11mm	10 入
A0890-95	スーパーマイクロ スクリュー 11mm	100 入
A0891-10	スーパーマイクロ セグメンタル スクリュー 9mm	10 入
A0891-09	スーパーマイクロ セグメンタル スクリュー 10mm	10 入
A0891-95	スーパーマイクロ セグメンタル スクリュー 9mm	100 入
A0891-96	スーパーマイクロ セグメンタル スクリュー 10mm	100 入
A0930-14	スリディレクショナル スクリュー (スリ-アクティブ) 14mm	1 入
A0930-16	スリディレクショナル スクリュー (スリ-アクティブ) 16mm	1 入
A0930-93	スリディレクショナル スクリュー (スリ-アクティブ) 14mm	5 入
A0930-94	スリディレクショナル スクリュー (スリ-アクティブ) 16mm	5 入
A0931-14	スリディレクショナル スクリュー (ツ-アクティブ) 14mm	1 入
A0931-16	スリディレクショナル スクリュー (ツ-アクティブ) 16mm	1 入
A0931-93	スリディレクショナル スクリュー (ツ-アクティブ) 14mm	5 入
A0931-94	スリディレクショナル スクリュー (ツ-アクティブ) 16mm	5 入
A1730-01	ファーストクラス スクリュー	10 入
A1730-02	ファーストクラス スリット チューブ	10 入
A1730-03	ファーストクラス ベストヒューテューブ	10 入
A1730-04	ファーストクラス パラレル チューブ	10 入
A1730-05	ファーストクラス ベストヒューテーパー	10 入
A1730-06	ファーストクラス リング	10 入
A1730-07	ファーストクラス パラレルワイヤー	10 入
A1730-09	ファーストクラス マテリアル リング	10 入
A1730-91	ファーストクラス キット	1 入
A1730-99	ファーストクラス キット	10 入
A2620-07	マイクロ エキスパンダー 7mm	1 入

<付属品>

A0557-00	ステンレススチールキー ストレート	100 入**
A0557-01	ステンレススチールキー ベント	100 入**
A0557-02	セラミック リング	100 入**
A0558-00	バンド付アクティブ シンキー	10 入
A1730-08	ファーストクラス キー	10 入
P1620-01	エキスパンダー用アームベンディングインスツルメント	1 入
P1621-00	アクティブ用インスツルメント	1 入
P1730-91	ファーストクラス用パラレルリングデバイス	各 2 入

【使用目的、効能又は効果】

本品を、床装置にはめこみ、本品のスクリューを回転することにより、歯列の拡大を行う。

【操作方法又は使用方法等】

【操作方法】

・スクリュー

- 1) ワイヤー、バンド等をステッキワックスにて模型に仮止めし、通法によりろう着する。
- 2) スクリューをステッキワックスにて模型に仮止めする。
- 3) 分離剤を塗布する。
- 4) 義歯床用レジンを通法により築盛する。
- 5) 重合する。
- 6) 中央線上进行をカットする。
- 7) 研磨する。
- 8) 口腔内で試適し、調整する。

・ラピッド エキスパンダー

- 1) ラピッド エキスパンダーに専用のアームベンディングインスツルメントにて所要の曲りを付与する。
- 2) 熱保護のためワックス等を塗布する。
- 3) 模型にバンドを装着し、ラピッド エキスパンダーを通法によりろう着する。
- 4) 研磨ペーストを用い研磨する。
- 5) 口腔内で試適し、調整をする。

・上顎用迅速遠心移動アプライアンス
ファーストクラス (ニューファーストクラス)

- 1) 模型にバンドを装着する。
- 2) 小臼歯頰側にベスティビュラーチューブ、大臼歯舌側にパラタルチューブをそれぞれのバンドに溶接する。ベスティビュラーハイチューブはベスティビュラーチューブと大臼歯との整合がとれない場合、ベスティビュラーチューブに代えて使用する。
- 3) ワイヤをシェーピングし、パラタルワイヤーとしてパラタルチューブに挿入する。
- 4) パラタルワイヤーを大臼歯バンド舌側にろう着する。
- 5) メモリアスプリングをパラタルワイヤーの遠心端より挿入し、臼歯間に納める。
- 6) スクリュー部(スクリュー、スレッドチューブ)をベスティビュラーチューブ遠心側より挿入後、固定する。
- 7) パラレリングデバイスをを用い、舌側と頰側の平行を確保し、スクリューを頰側のバンド面にろう着する。
- 8) パラタルワイヤー遠心側をシェーピングし、分離剤を塗布し、義歯床用レジンを通気により築盛する。
- 9) 重合する。
- 10) 研磨する。
- 11) 口腔内で試適し、調整する。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1) ワイヤ径に適したカッターを用いて下さい。
合わない場合カッターに破損を生じることがあります。
- 2) 同じ箇所を何度もベンディングを施した場合、ワイヤーが切断することがあります。その際、熱を発生することがありますのでご注意ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
 - ② 本品は再使用しないこと。
 - ③ 本品は歯科矯正以外には使用しないこと。
 - ④ 本品は歯科医師以外には使用しないこと。
 - ⑤ 変形や変質している製品は、使用せずに弊社までご連絡ください。
 - ⑥ 装置を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理してください。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① ニッケルに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ② 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【貯蔵・保管方法】

- 1) 本品は40℃未満(但し、結露しない)で保管する。
- 2) 本品は使用前に、塩酸、硝酸等の銨酸類と一緒に保管しないでください。

【包装】**

A0515-14	シメトリックファンタイプ スクリュー 15mm	1入
A0515-95	シメトリックファンタイプ スクリュー 15mm	100入
A0516-14	アソメトリックファンタイプ スクリュー 15mm	1入
A0516-95	アソメトリックファンタイプ スクリュー 15mm	100入
A0517-25	マテイングレーボ- スクリュー 20mm	1入
A0517-95	マテイングレーボ- スクリュー 20mm	100入
A0518-14	バイファンタイプ スクリュー 14mm	1入
A0518-95	バイファンタイプ スクリュー 14mm	100入
A0557-00	スプリングスチールキー ストレート	100入**
A0557-01	スプリングスチールキー ベント	100入**
A0557-02	セパレートリング	100入**
A0558-00	バンド付アクティブ・モーションキー	10入
A0620-08	レピット エキスパンダー 8mm	1入
A0620-09	レピット エキスパンダー 9mm	1入
A0620-11	レピット エキスパンダー 11mm	1入
A0620-13	レピット エキスパンダー 13mm	1入
A0623-08	ローアチ エキスパンション スクリュー 8mm	1入
A0625-09	レピット エキスパンダー 9mm	1入
A0626-08	ベトルーモリアテラ スクリュー 8mm	1入
A0626-11	ベトルーモリアテラ スクリュー 11mm	1入
A0627-08	ベトルーモリア スクリュー 8mm	1入
A0629-08	ベトルーモリア スクリュー 8mm	1入
A0629-11	ベトルーモリア スクリュー 11mm	1入
A0650-04	マイクロ スプリング スクリュー 4mm	10入
A0650-06	マイクロ スプリング スクリュー 6mm	10入
A0650-08	マイクロ スプリング スクリュー 8mm	10入
A0650-95	マイクロ スプリング スクリュー 4mm	100入
A0650-96	マイクロ スプリング スクリュー 6mm	100入
A0650-97	マイクロ スプリング スクリュー 8mm	100入
A0653-12	ボジションング スクリュー 12mm	10入
A0654-03	レピット ラジック ナット 3mm	10入
A0655-03	スクリュー 3mm	10入

A0660-06	マイクロ スクリュー 6mm	10入
A0660-95	マイクロ スクリュー 6mm	100入
A0665-06	ワイド トラス スクリュー ラウンド エッジ 6mm	10入
A0665-09	ワイド トラス スクリュー ラウンド エッジ 9mm	10入
A0665-95	ワイド トラス スクリュー ラウンド エッジ 6mm	100入
A0665-96	ワイド トラス スクリュー ラウンド エッジ 9mm	100入
A0668-95	マイクロ スプリング スクリューキット	1入
A0670-11	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	10入
A0670-95	マイクロ スクリュー フリクション 11mm	100入
A0671-15	スキャンダ-ト スクリュー フリクション下顎用 15mm	10入
A0671-95	スキャンダ-ト スクリュー フリクション下顎用 15mm	100入
A0672-15	スキャンダ-ト スクリュー フリクション上顎用 15mm	10入
A0672-95	スキャンダ-ト スクリュー フリクション上顎用 15mm	100入
A0800-10	エバーナル スクリュー 10mm	10入
A0800-95	エバーナル スクリュー 10mm	100入
A0801-10	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10入
A0801-12	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 12mm	10入
A0801-13	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 13mm	10入
A0801-14	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 14mm	10入
A0801-95	マイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100入
A0801-96	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 12mm	100入
A0801-97	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 14mm	100入
A0801-98	マイクロ セクショナル スクリュー ストレート Uシェイプ 13mm	100入
A0802-00	マイクロ セクショナル スクリュー ベント ハイUシェイプ 13mm	10入*
A0802-13	マイクロ セクショナル スクリュー ベント ローUシェイプ 13mm	10入*
A0802-95	マイクロ セクショナル スクリュー ベント ハイUシェイプ 13mm	100入*
A0802-96	マイクロ セクショナル スクリュー ベント ローUシェイプ 13mm	100入*
A0803-11	シーム スクリュー 11mm	10入
A0803-14	シーム スクリュー 14mm	10入
A0803-95	シーム スクリュー 11mm	100入
A0803-96	シーム スクリュー 14mm	100入
A0805-11	スキャンダ-ト スクリュー 11mm	10入
A0805-14	スキャンダ-ト スクリュー 14mm	10入
A0805-95	スキャンダ-ト スクリュー 11mm	100入
A0805-96	スキャンダ-ト スクリュー 14mm	100入
A0812-00	フリクション スクリュー 15mm	1入
A0812-95	フリクション スクリュー 15mm	100入
A0813-00	トランプイダル スクリュー 14mm	10入
A0813-95	トランプイダル スクリュー 14mm	100入
A0815-14	ファンタイプ スクリュー ツーピース 14mm	1入
A0815-95	ファンタイプ スクリュー ツーピース 14mm	100入
A0890-11	スーパーマイクロ スクリュー 11mm	10入
A0890-95	スーパーマイクロ スクリュー 11mm	100入
A0891-09	スーパーマイクロ セクショナル スクリュー 9mm	10入
A0891-10	スーパーマイクロ セクショナル スクリュー 10mm	10入
A0891-95	スーパーマイクロ セクショナル スクリュー 9mm	100入
A0891-96	スーパーマイクロ セクショナル スクリュー 10mm	100入
A0930-14	スリディセクショナル スクリュー (スリーアクトイブ) 14mm	1入
A0930-16	スリディセクショナル スクリュー (スリーアクトイブ) 16mm	1入
A0930-93	スリディセクショナル スクリュー (スリーアクトイブ) 14mm	5入
A0930-94	スリディセクショナル スクリュー (スリーアクトイブ) 16mm	5入
A0931-14	スリディセクショナル スクリュー (ツアクトイブ) 14mm	1入
A0931-16	スリディセクショナル スクリュー (ツアクトイブ) 16mm	1入
A0931-93	スリディセクショナル スクリュー (ツアクトイブ) 14mm	5入
A0931-94	スリディセクショナル スクリュー (ツアクトイブ) 16mm	5入
A1730-01	ファーストクラス スクリュー	10入
A1730-02	ファーストクラス スレッドチューブ	10入
A1730-03	ファーストクラス ベスティビュラーチューブ	10入
A1730-04	ファーストクラス パラタルチューブ	10入
A1730-05	ファーストクラス ベスティビュラーハイチューブ	10入
A1730-06	ファーストクラス リング	10入
A1730-07	ファーストクラス パラタルワイヤー	10入
A1730-08	ファーストクラス キー	10入
A1730-09	ファーストクラス スプリング	10入
A1730-91	ファーストクラス キット	1入
A1730-99	ファーストクラス キット	10入
A2620-07	マイクロ エキスパンダー 7mm	1入
P1620-01	エキスパンダー用アムビデックスインジケータ	1入
P1621-00	アクティブト用インジケータ	1入
P1730-91	ファーストクラス用パラレリングデバイス	各2入

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エイコー
住所 東京都台東区上野 3-17-10
電話番号 03-3834-5777
FAX 番号 03-3837-2655
原産国 イタリア (Italy)
製造業者 レオーネ社 (LEONE s.p.a)