

快適で爽快感があるPMTCを



P M T C

Professional Mechanical tooth Cleaning

P M T C 器材ラインアップ

Dentatus AB (デンタタス エイビー社)

販売名	種類	形状	概要	用途	内容
エバチップ 医療機器製造番号 1381X10098030003	EVA-2000		プラスチック製 三角型	歯間隣接面清掃用	100本入
	EVA-5000		プラスチック製 スパチュラ型	露出した歯根面清掃用	100本入
	EVA-7		木製 三角型	知覚過敏がある歯根面等の清掃用	50本入
ペリオトゥアー 医療機器製造番号 1381X10098030001	1		根分岐部用	狭い空隙の歯根面ルートプレーニング用	1本入
	2		根分岐部用	広い歯根清等のルートプレーニング用	1本入
	3		平型	狭い歯根隣接面ルートプレーニング用	1本入
	4		平型 溝付	歯根平面ルートプレーニング用	1本入
ラミニアチップ 医療機器製造番号 1381X10098030004	LTA-15		一般型 15μ 紫	形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-30		一般型 30μ 白	形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-50		一般型 50μ 黄	形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-75		一般型 75μ 金	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-100		一般型 100μ 緑	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-150		一般型 150μ 赤	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-S15		S型 15μ 紫	狭い部位の形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-S30		S型 30μ 白	狭い部位の形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-S50		S型 50μ 黄	狭い部位の形態修正、仕上研磨用	2本入
	LTA-S75		S型 75μ 金	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-S100		S型 100μ 緑	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-S150		S型 150μ 赤	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-D30		D型 30μ 白	より大きな平面または凸面滑沢用	2本入
	LTA-D50		D型 50μ 黄	より大きな平面または凸面滑沢用	2本入
	LTA-D100		D型 100μ 緑	より大きな平面または凸面形成用	2本入
	LTA-D150		D型 150μ 赤	より大きな平面または凸面形成用	2本入
	LTA-T30		T型 30μ 白	前歯部の鼓形空隙形態修正用	2本入
	LTA-T50		T型 50μ 黄	前歯部の鼓形空隙形態修正用	2本入
	LTA-L50		L50:ソールード左側片面50μ 黄	エナメル質のストリッピング	2本入
	LTA-R50		R50:ソールード右側片面50μ 黄	コンタクト面のリシェーピング用	2本入
	LTA-LR50		L50、R50 各1本入		各1本入
	LTA-L75		L75:ソールード左側片面75μ 金		2本入
	LTA-R75		R75:ソールード右側片面75μ 金		2本入
	LTA-LR75		L75、R75 各1本入		各1本入
	LTA-C50		C型 50μ 黄	ショルダーまたはベベル形成用	2本入
	LTA-E50		E型 50μ 黄	咬合面・陥凹面の仕上用	2本入
ウォルフラムラミニアチップ 医療機器製造番号 1381X10098030002	LTA-S36		S型 タングステン 黒	狭い部位の最終仕上用	2本入
	LTA-39		一般型 タングステン 黒	最終仕上用	2本入

ラミニアチップ

アソートキット LTA

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-150、LTA-S100、LTA-75、LTA-S50、LTA-30、LTA-S15、LTA-C50、LTA-E50)各1本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39、LTA-S36)各1本
付属品:クリーニングストーン、スタンド

Dentatus AB (デンタタス エイビー社)
医療機器製造番号 1381X10098030004



フルキット LTA/У

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-150、LTA-S150、LTA-100、LTA-S100、LTA-75、LTA-S75、LTA-30、LTA-S30、LTA-15、LTA-S15、LTA-C50、LTA-E50)各1本、(LTA-50、LTA-S50)各2本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39、LTA-S36)各2本
付属品:クリーニングストーン、スタンド



アソートキットS LTA/S

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-S150、LTA-S100、LTA-S75、LTA-S50、LTA-S30、LTA-S15、LTA-C50、LTA-E50)各1本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39、LTA-S36)各1本
付属品:クリーニングストーン、スタンド



プロフィンハンド

エバチップ、ペリオトゥアー、ラミニアチップ、ウォルフラムラミニアチップが装着できる専用ハンドルです。

LTA/HB

＜内容＞
・プロフィンハンド(ハンドル)1本
・ラミニアチップ(LTA-150、LTA-S100、LTA-75、LTA-S30) 各1本入



Dentatus AB (デンタタス エイビー社)
医療機器製造番号 1381X10098030003

アダージョ

18:1減速回転運動ハンドピース



W&H デンタルワエルク ビルムース GmbH
医療機器製造番号 2210082X01089000

プロフィーご紹介キット

＜内容＞
・プロフィーカップ(1800、1801、1805、1806、1900)各1個
・プロフィーブラシ(0212、0213、0230、0240)各1個
・マンドレル(1301)1個

Young Dental Manufacturing
(ヤング デンタル マニュファクチャリング社)
医療機器製造番号 1381X10098020010

プロフィーカップLF アソートキット

＜内容＞
・プロフィーカップLF(1701、1702、1703、1704、1705、1706)各2個
・マンドレル(1301)1個

Young Dental Manufacturing
(ヤング デンタル マニュファクチャリング社)
医療機器製造番号 1381X10098020007

プロケア

歯面研磨材です。
パウダーのため好みのかたさに調整することができます。
内容:100g入



Young Dental Manufacturing (ヤング デンタル マニュファクチャリング社)

販売名	種類	形状	概要	用途	内容
マンドレル 医療機器製造番号 1381X10098020008	1301		14mm	スクリータイプのプロフィーブラシ、カップを通常のストレート・ギアードハンドピース装着するマンドレル	12本入
	1303		16mm		12本入
プロフィーブラシ 医療機器製造番号 1381X10098020009	0212		ホワイトスタンダードスクリータイプ	フラットカット柔らかくホワイトナイロン毛全ての歯面清掃用	12個入
	0213		ブラックスタンダードスクリータイプ	フラットカットブラックナイロン毛全ての歯面清掃用	12個入
	0220		ブラックスタンダードミゼットスクリータイプ	小型フラットカットブラックナイロン毛狭い部位の歯面清掃用	12個入
	0230		ブラックポイントスタンダードスクリータイプ	ポイントカットブラックナイロン毛咬合面隣接面清掃用	12個入
	0240		ブラックポイントミゼットスクリータイプ	小型ポイントカットブラックナイロン毛狭い部位の歯面清掃用	12個入
	0270		ブラックスタンダードラッチタイプ	0213のラッチタイプ通常のストレート・ギアードハンドピース用	12個入
	0270		ラッチタイプ		12個入
プロフィーカップ 医療機器製造番号 1381X10098020003	1800		リブスクリータイプ	グレー・ソフト・辺縁が薄く柔軟性がある全ての歯面および歯肉溝内の清掃用	12個入
	1801		ウェブスクリータイプ	グレー・ソフト・強い力で迅速な歯面清掃用	12個入
	1805		ポイントスクリータイプ	グレー・ソフト・歯間部、矯正装置周辺など歯面清掃用	12個入
	1806		ウェブショートスクリータイプ	グレー・ソフト・ショート型・小児や小さな口腔内歯面清掃用	12個入
	1900		ターボスクリータイプ	グレー・ソフト・研磨材の飛散防止全ての歯面清掃用	12個入
	1901		ターボスクリータイプ ホワイト	ホワイト・ハード・研磨材の飛散防止全ての歯面清掃用	12個入
	1902		ターボプラススクリータイプ	グレー・ソフト・ターボとウェブの両方を兼ね揃えた全ての歯面清掃用	12個入
プロフィーカップLF 医療機器製造番号 1381X10098020004	1701		ウェブスクリータイプ ソフト	パープル・ソフト・ラテックスフリー用途は1801に同じ	12個入
	1702		ウェブスクリータイプ ハード	ブルー・ハード・ラテックスフリー用途は1801に同じ	12個入
	1703		ウェブショートスクリータイプ ソフト	パープル・ソフト・ラテックスフリー用途は1806に同じ	12個入
	1704		ウェブショートスクリータイプ ハード	ブルー・ハード・ラテックスフリー用途は1806に同じ	12個入
	1705		ターボプラススクリータイプ ソフト	パープル・ソフト・ラテックスフリー用途は1902に同じ	12個入
	1706		ターボプラススクリータイプ ハード	ブルー・ハード・ラテックスフリー用途は1903に同じ	12個入
	1706		ターボプラススクリータイプ ハード		12個入

インタースペースブラシ

ブラシがねじ込みで交換できます。
2つの角度(80°、100°)で使いやすいブラシです。
■インタースペースブラシ
■インタースペースブラシ 替チップ
種類:ソフト(S)、ミディアム(M)、ロング・ソフト(LS)



インタースペース・ミニ

ブラシがワンタッチで交換できます。
ハンドルはポケット・クリーナーと共通です。
■インタースペース・ミニ
■インタースペース・ミニ 替チップ
種類:ソフト(S)、ミディアム(M)、ハード(MH)、ロング・ソフト(LS)



ポケット・クリーナー

ブラシがワンタッチで交換できます。
薄い毛先なので歯周ポケット内の清掃に適しています。
■ポケット・クリーナー
■ポケット・クリーナー 替チップ
種類:レギュラー(8mm)、ショート(6mm)



これならできる、PMT C



臨床テクニクビデオ
●PMT Cの基本手順となる器材を解説したビデオ。
●補綴、矯正、小児の臨床テクニク。
＜内容＞ PMTCの基本手順、PMT C応用テクニク
VHS/28分
＜監修＞ 内山 茂
波多野 映子
(ウチヤマ歯科医院)

※製品の外観および仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者



EIKO CORPORATION

販売業者



株式会社モリムラ

株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本社:〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
大阪営業所:〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は