

快適で爽快感があるPMTCを




P M T C

Professional Mechanical tooth Cleaning

P M T C 器材ラインアップ

Dentatus AB (デントアス エイビー社)

販売名	種類	形状	概要	用途	内容
エバチップ 医療機器届出番号 1382X10359030003	EVA-2000		プラスチック製 三角型	歯間隣接面清掃用	100本入
	EVA-5000		プラスチック製 スパチュラ型	露出した歯根面清掃用	100本入
ペリオトゥアー 医療機器届出番号 1382X10359030001	1		根分岐部用	狭い空隙の歯根面ルートブレーニング用	1本入
	2		根分岐部用	広い歯根溝等のルートブレーニング用	1本入
	3		平型	狭い歯根隣接面ルートブレーニング用	1本入
	4		平型 溝付	歯根平面ルートブレーニング用	1本入
ラミニアチップ 医療機器届出番号 1382X10359030004	LTA-15		一般型 15μ 紫	形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-30		一般型 30μ 白	形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-50		一般型 50μ 黄	形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-75		一般型 75μ 金	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-100		一般型 100μ 緑	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-150		一般型 150μ 赤	オーバーハング除去用	2本入
	LTA-S15		S型 15μ 紫	狭い部位の形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-S30		S型 30μ 白	狭い部位の形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-S50		S型 50μ 黄	狭い部位の形態修正、仕上げ研磨用	2本入
	LTA-S75		S型 75μ 金	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-S100		S型 100μ 緑	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-S150		S型 150μ 赤	狭い部位のオーバーハング除去用	2本入
	LTA-D30		D型 30μ 白	より大きな平面または凸面滑沢用	2本入
	LTA-D50		D型 50μ 黄	より大きな平面または凸面滑沢用	2本入
	LTA-D100		D型 100μ 緑	より大きな平面または凸面形成用	2本入
	LTA-D150		D型 150μ 赤	より大きな平面または凸面形成用	2本入
	LTA-T30		T型 30μ 白	前歯部の鼓形空隙形態修正用	2本入
	LTA-T50		T型 50μ 黄	前歯部の鼓形空隙形態修正用	2本入
	LTA-C50		C型 50μ 黄	シヨルダまたはベベル形成用	2本入
	LTA-E50		E型 50μ 黄	咬合面・陥凹面の仕上げ用	2本入
ウォルフラムラミニアチップ 医療機器届出番号 1382X10359030002	LTA-S36		S型 タンクステン 黒	狭い部位の最終仕上げ用	2本入
	LTA-39		一般型 タンクステン 黒	最終仕上げ用	2本入

Young Dental Manufacturing (ヤング デンタル マニュファクチャリング社)

販売名	種類	形状	概要	用途	内容
マンドレル 医療機器届出番号 1382X10359020008	1301		14mm	スクリータイプのプロフィーブラシ、カップを通常のストレート・ギアードハンドピース装着するマンドレル	12本入
	1303		16mm		12本入
プロフィーブラシ 医療機器届出番号 1382X10359020009	0212		ホワイトスタンダードスクリータイプ	フラットカット柔らかなホワイトナイロン毛全ての歯面清掃用	12個入
	0213		ブラックスタンダードスクリータイプ	フラットカットブラックナイロン毛全ての歯面清掃用	12個入
	0220		ブラックスタンダードミゼットスクリータイプ	小型フラットカットブラックナイロン毛狭い部位の歯面清掃用	12個入
	0230		ブラックポイントスタンダードスクリータイプ	ポイントカットブラックナイロン毛咬合面隣接面清掃用	12個入
	0240		ブラックポイントミゼットスクリータイプ	小型ポイントカットブラックナイロン毛狭い部位の歯面清掃用	12個入
	0270		ブラックスタンダードラッチタイプ	天然毛(豚)のラッチタイプ通常のストレート・ギアードハンドピース用	12個入
	0270				12個入
プロフィーカップ 医療機器届出番号 1382X10359020003	1800		リップスクリータイプ	グレー・ソフト・刃縁が薄く柔軟性がある全ての歯面および歯肉溝内の清掃用	12個入
	1801		ウェーブスクリータイプ	グレー・ソフト・強い力で迅速な歯面清掃用	12個入
	1805		ポイントスクリータイプ	グレー・ソフト・歯間部、矯正装置周辺など歯面清掃用	12個入
	1806		ウェーブショートスクリータイプ	グレー・ソフト・ショート型・小児や小さな口腔内歯面清掃用	12個入
	1900		ターボスクリータイプ	グレー・ソフト・研磨材の飛散防止全ての歯面清掃用	12個入
	1901		ターボスクリータイプ ホワイト	ホワイト・ハード・研磨材の飛散防止全ての歯面清掃用	12個入
	1902		ターボプラススクリータイプ	グレー・ソフト・ターボとウェーブの両方を兼ね揃えた全ての歯面清掃用	12個入
	1903		ターボプラススクリータイプ ホワイト	ホワイト・ハード・ターボとウェーブの両方を兼ね揃えた全ての歯面清掃用	12個入
	1701		ウェーブスクリータイプ ソフト	バーブル・ソフト・ラテックスフリー用途は1801に同じ	12個入
	1703		ウェーブショートスクリータイプ ソフト	バーブル・ソフト・ラテックスフリー用途は1806に同じ	12個入
プロフィーカップLF 医療機器届出番号 1382X10359020004	1705		ターボプラススクリータイプ ソフト	バーブル・ソフト・ラテックスフリー用途は1902に同じ	12個入

本紙に掲載されている情報は2021年11月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は

ラミニアチップ

アソートキット LTA

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-150, LTA-300, LTA-500, LTA-75, LTA-S50, LTA-S30, LTA-S15, LTA-C50, LTA-E50)各1本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39, LTA-S36)各1本
付属品: スタンド




フルキット LTA/У

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-150, LTA-S150, LTA-S100, LTA-100, LTA-S100, LTA-75, LTA-S75, LTA-S30, LTA-S30, LTA-15, LTA-S15, LTA-C50, LTA-E50)各1本
(LTA-50, LTA-S50)各2本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39, LTA-S36)各2本
付属品: スタンド



アソートキットS LTA/S

＜内容＞
・ラミニアチップ(LTA-S150, LTA-S100, LTA-S75, LTA-S50, LTA-S30, LTA-S15, LTA-C50, LTA-E50)各1本
・ウォルフラムラミニアチップ(LTA-39, LTA-S36)各1本
付属品: スタンド



プロフィンハンド

エバチップ、ペリオトゥアーラミニアチップ、ウォルフラムラミニアチップが装着できる
専用ハンドルです。

LTA/HB

＜内容＞
・プロフィンハンド(ハンドル) 1本
・ラミニアチップ(LTA-150, LTA-S100, LTA-S100, LTA-S30, LTA-S30) 各1本入



アダージョ

18:1減速回転運動ハンドピース



プロフィーご紹介キット

＜内容＞
・プロフィーカップ(1800, 1801, 1805, 1806, 1900)各1個
・プロフィーブラシ(0212, 0213, 0230, 0240)各1個
・マンドレル(1301)1個

Young Dental Manufacturing
(ヤング デンタル マニュファクチャリング社)
医療機器届出番号 1382X10359020010

ポケットブローシリジキット

＜内容＞
・ポケットブローブチップ 6本
・ルーアーロッキングリジ (1.2mL) 6本

- 歯肉にやさしいソフトチップです。
- 歯肉の孔から洗浄液が注出します。

Inter-Med/Vista Dental Products
(インターメッド/ヴィスタ デンタル プロダクト)
医療機器届出番号 1382X10359020001

インタースペースブラシ

ブラシがねじ込みで交換できます。
2つの角度(80°、100°)で使いやすいブラシです。
■インタースペースブラシ
■インタースペースブラシ 替チップ
種類: ソフト(S)、ミディアム(M)、ロング・ソフト(LS)

インタースペース・ミニ

ブラシがワンタッチで交換できます。
ハンドルはポケット・クリーナーと共通です。
■インタースペース・ミニ
■インタースペース・ミニ 替チップ
種類: ソフト(S)、ミディアム(M)、ミディアム・ハード(MH)、ロング・ソフト(LS)

ポケット・クリーナー

ブラシがワンタッチで交換できます。
薄い毛先なので歯周ポケット内の清掃に適しています。
■ポケット・クリーナー 替チップ
種類: レギュラー(8mm)、ショート(6mm)

これならできる、PMT C

臨床テクニックビデオ
●PMT Cの基本手順となる器材を解説したビデオ。
●補綴、矯正、小児の臨床テクニック。
＜内容＞ PMTCの基本手順、PMT C応用テクニック
VHS/28分
＜監修＞ 内山 茂
波多野 映子
(クチヤマ歯科医院)

※製品の的外観および仕様は予告なく変更することがあります。