

歯肉を排除

検査・修復操作を容易にする

# ジンジバル・リトラクター

## GINGIVAL RETRACTORS

歯面の湾曲に適合する先端部。辺縁歯肉を排除・保護します。

大好評  
発売中

- オートクレーブ滅菌可能
- スタンダードとラージの2種類

スタンダード

ラージ



先端部幅：約3mm

先端部幅：約4mm

- スタンダード、ラージ 各1本入

歯科医院様参考価格

¥8,400

- スタンダード 1本入
- ラージ 1本入

歯科医院様参考価格 各

¥4,300



歯肉を排除し、視診、触診などの検査を容易にします。



窩洞形成時に一時的に歯肉を排除したい時は、歯肉圧排糸などよりも便利です。



臨床写真ご提供：教授 千田 彰 先生  
准教授 富士谷 盛興 先生  
(愛知学院大学歯学部保存修復学講座)

- 窩洞形成時、填塞時など、術中の歯肉側窩縁を明視化します。
- 辺縁歯肉を保護し、損傷を防止します。
- 修復操作時の滲出液や出血による汚染を防止します。
- 修復操作を容易にします。

一般医療機器 医療機器届出番号13B1X10098010024  
製造業者：DANVILLE MATERIALS(ダンビル マテリアルズ社)  
製造国：アメリカ合衆国

本紙に掲載されている価格は2015年1月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者



株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者



株式会社モリムラ

本社：〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810  
大阪営業所：〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3  
レーベンハウス江坂405号  
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249  
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は