## 粉塵の飛散を防止して診療室を清潔に 持ち運び自由な集塵システム



電源プラグを家庭用コシセシトに差し込むだけ! 取付工事不要。配管工事不要。





サンドブラストの粉塵飛散防止

義歯調整の粉塵飛散防止

テックのトリミング粉塵飛散防止

歯科医院様参考価格

¥99,800

寸法 幅:32.0 cm

> 奥行き: 26.7 cm 高さ:20.0 cm

重量 4.2kg

使用電圧 100V 50/60Hz

### ファン・フィルター・システム

粉塵を吸引し、フィルターでろ過した 空気を排出します。



フィルターは 取り外しが でき、簡単に 粉塵の廃棄が できます。



### LEDライト

手元を明るく照らします。 長寿命設計。



### ラバーハンドガード



#### シールド (#93960)

上部からの粉塵の 飛散を防止 します。 前方に 引き抜き 簡単に 交換可能 シールド



ハンドルを 保持して 自由に 持ち運びが できます。



### 粉塵の飛散を防止して診療室を清潔に! 持ち運び自由な集塵システム

# でイク回串やブプラス

電源プラグを家庭用コシセシトに差し込むだけ! 取付工事不要。配管工事不要。

サンドブラストの 粉塵飛散防止

義歯調整の 粉塵飛散防止

テックのトリミング 粉塵飛散防止





寸法 幅:22.0 cm

奥行き: 26.7 cm 高さ: 20.0 cm

重量 3.2kg

使用電圧 100V 50/60Hz

歯科医院様参考価格

¥79,800

### ファン・フィルター・システム

粉塵を吸引し、フィルターでろ過した 空気を排出します。




フィルターは 取り外しが でき、簡単に 粉塵の廃棄が できます。



### **LEDライト**

手元を明るく照らします。長寿命設計。






シールド (#93817)

よりフィットするシールドは、上部からの粉塵の

飛散を防止 します。

前方に 引き抜き 簡単に 交換可能。



### ラバーハンドガード

軽量のため、 ハン特して 簡単に 持ち運びが できます。

ハンドル

ハンドル

本紙に掲載されている価格は2015年11月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

製造販売業者

販売業者



株式モリムラ

株式会社エイコー

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10 TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ

本 社:〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10 TEL\_03-3836-1871 FAX.03-3832-3810 大阪営業所:〒564-0051 大阪府吹田市豊津町13-15 TEL\_06-6170-8239 FAX.06-6170-8249

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は