

粉塵の飛散を防止して診療室を清潔に！ 持ち運び自由な集塵システム

大型

マクロキャブプラス

電源プラグを家庭用コンセントに差し込むだけ！
取付工事不要。配管工事不要。



歯科医院様参考価格

¥117,000



サンドブラストの粉塵飛散防止

義歯調整の粉塵飛散防止

テックのトリミング粉塵飛散防止


寸法	幅：32.0 cm
	奥行き：26.7 cm
	高さ：20.0 cm
重量	4.2kg
使用電圧	100V 50/60Hz

ファン・フィルター・システム

粉塵を吸引し、フィルターでろ過した空気を排出します。




フィルターは取り外しができ、簡単に粉塵の廃棄ができます。




LEDライト

手元を明るく照らします。
長寿命設計。
省電力。



ラバーハンドガード


手の挿入部からの粉塵の飛散を防止します。



シールド (#93960)

上部からの粉塵の飛散を防止します。

前方に引き抜き簡単に交換可能。



ハンドル

ハンドルを保持して自由に持ち運びができます。



粉塵の飛散を防止して診療室を清潔に！
持ち運び自由な集塵システム

小型

マイクロキャブプラス

電源プラグを家庭用コンセントに差し込むだけ！
取付工事不要。配管工事不要。

サンドブラストの
粉塵飛散防止

義歯調整の
粉塵飛散防止

テックのトリミング
粉塵飛散防止



寸法	幅：22.0 cm 奥行：26.7 cm 高さ：20.0 cm
重量	3.2kg
使用電圧	100V 50/60Hz

歯科医院様参考価格


¥99,000

ファン・フィルター・システム

粉塵を吸引し、フィルターでろ過した空気を排出します。




フィルターは
取り外しが
でき、簡単に
粉塵の廃棄が
できます。



フィルター

LEDライト


手元を明るく照らします。
長寿命設計。
省電力。



LEDライト

ラバーハンドガード

手の挿入部からの
粉塵の飛散を
防止します。




ラバーハンドガード

シールド (#93817)

よりフィットするシールドは、
上部からの粉塵の
飛散を防止
します。


前方に
引き抜き
簡単に
交換可能。



シールド

ハンドル

軽量のため、
ハンドルを
保持して
簡単に
持ち運びが
できます。



ハンドル

本紙に掲載されている価格は2022年12月21日のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は