

光重合型ラバーダム用ペースト

KP DAM ペースト

LIGHT CURED GINGIVAL BARRIER



01

操作性と視認性に優れたペースト

ラバーダム防湿時の隙間の封鎖に適した粘性です。
適用部位の識別がしやすい青色ペーストです。

02

光重合型

1.5～2mmの厚さで適用し、20秒間光照射を行う
ことにより、迅速に重合させることができます。

03

簡単除去

重合後は適度な弾性があり、スムーズに一塊で
除去することができます。


1.2g入

シリンジチップ(20G) 5本

歯科医院様参考価格 ¥1,200

幅広い症例に適応

ラバーダム防湿時の辺縁封鎖、アンダーカットのブロックアウト、オフィスホワイトニング時の歯肉保護、咬合面形態を再現する「スタンプテクニック(Stamp Technique)」の印象採得補助などに使用することができます。



ラバーダムと歯との隙間を
封鎖するために使用する
ことができます。



歯肉を保護します。



修復形成の補助に



レジン修復におけるスタン
プテクニックの印象採得補
助に

歯科用ラバーダム

KP ラバーダム ラテックスシート

DENTAL DAM RUBBER

伸縮率
600% 以上

Kevin Peter



01

優れた防湿性能

単歯または多数歯の防湿にも対応でき、効果的な防湿により、交差汚染のリスクを低減します。幅広い臨床例に対応できるように設計されています。パウダーフリー、無香料のラテックスシートです。

02

3種類の厚さ

種類	厚さ	寸法	適応例
シン (Thin)	0.18mm	6×6インチ (152×152mm)	叢生や歯間部がきつい場合
ミディアム (Medium)	0.22mm	6×6インチ (152×152mm)	根管治療や一般的な修復治療
シック (Thick)	0.28mm	6×6インチ (152×152mm)	補綴治療や歯肉の圧排が必要な場合

03

2種類のカラー

口腔内組織と対照的な美しいカラーのため、綺麗な症例写真を撮影することができます。

ブルー



グリーン



ご使用例



臨床写真ご提供
北久里浜矯正歯科 林 明賢 先生



臨床写真ご提供
鶴田歯科医院 鶴田 剛士 先生

一般医療機器 歯科用ラバーダム 医療機器届出番号: 13B1X10394310001
製造業者: Guilin Kevin Peter Technology Co., Ltd (略称: Kevin Peter社)
(ギリン ケビン ピーター テクノロジー カンパニー リミテッド社)
製造国: 中華人民共和国

本紙に掲載されている価格は2026年6月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

KP ラバーダム ラテックスシート 6×6インチ 36枚入

- シン・ブルー
- シン・グリーン
- ミディアム・ブルー
- ミディアム・グリーン
- シック・ブルー
- シック・グリーン

歯科医院様参考価格 **¥3,600**

※KP ラバーダムの臨床試用医療機器をご用意しております。
ご希望の先生はご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 **MORIMURA**

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は